

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

Mặc dù các xét nghiệm máu ngoại vi lam máu nhuộm giem sa đã cung cấp hầu hết những thông tin cần thiết để chẩn đoán sốt rét và kết quả đó từ lâu được công nhận như chuẩn vàng trong chẩn đoán sốt rét (gold standard), các xét nghiệm sắc ký miễn dịch (TCTs Immuno Chromat Ographic Tests) nhằm để phát hiện các loại kháng nguyên sốt rét, đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn qua và đã mở ra một con đường mới để chẩn đoán sốt rét. Tuy nhiên, vai trò của chúng trong việc quản lý và phòng chống bệnh sốt rét dường như vẫn còn giới hạn bởi một yếu tố khách quan và chủ quan, thậm chí làm phức tạp hơn trong việc diễn giải kết quả và báo cáo số liệu, vô hình dung đưa ra một vài số liệu cao lên không đúng.



Test chẩn đoán nhanh sốt rét: đường tính

Việc ra đời của test chẩn đoán nhanh sốt rét rất nhiều trong việc chẩn đoán và phát hiện bệnh sốt rét, đặc biệt tại các vùng sốt rét lưu hành. Hơn nữa, nhờ chúng ta đã biết nhiều về những hạn chế do sốt rét ác tính không thể phát hiện ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp nhuộm vàng giem sa vì có thể ký sinh trùng sốt rét nằm ở, đóng quánh trong lòng vi huyết quản, đặc biệt là mô não và các cơ quan quan trọng khác của cơ thể. Khi đó, việc áp dụng các test chẩn đoán nhanh có liên quan trọng vì sẽ phát hiện ra kháng nguyên loài HRP2 hoặc kháng nguyên pLDH trong vòng 15-20 phút sau. Tuy đó chúng ta sẽ không còn phân vân khi dùng thử các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ sốt rét ác tính hay mẫu bệnh phẩm nghi ngờ sốt rét nào khác để có hướng xử trí phù hợp và kịp thời.

Trong các test chẩn đoán nhanh sốt rét (rapid diagnostic tests - RDTs) loài sốt rét ký sinh nội tạng, dựa trên nguyên lý là bắt cặp kháng nguyên của ký sinh trùng sốt rét từ mẫu máu bệnh nhân sử dụng các kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng chống lại các kháng nguyên đích của ký sinh trùng sốt rét. Hiện tại các test ICTs đích đơn là loài kháng nguyên HRP2 (Histidine – rich protein 2) của loài *P. falciparum*, một loài enzyme plasmodium aldolase phổ biến các loài ký sinh trùng sốt rét loài plasmodium SPP hoặc loài kháng nguyên đặc hiệu cho ký sinh trùng. Các RDTs này không đòi hỏi phòng Labô, không cần thiết bị hay bất kỳ mặt trang thiết bị nào khác.

Các loài test chẩn đoán nhanh được phát triển và thiết kế để sử dụng khác nhau như que nhúng, mẫu nhúng card, mẫu nhúng kẹp bằng nhôm và sau đó cung cấp thêm vài dụng cụ và thiết bị cho bộ kit một cách hài lòng và an toàn trong sử dụng. Quy trình thực hiện khác nhau giữa các bộ test. Nhìn chung mẫu máu khoảng 2-50µl được lấy từ đầu ngón tay hoặc mẫu máu chống đông hoặc huyết tương và mẫu đó đem trộn với dung dịch đệm (trong đó có chứa hợp chất phân tích máu hemolyzing compound) và một kháng thể đặc hiệu để đánh dấu có thể phát hiện được một chất chỉ thị sinh học vàng. Tuy một số kit, kháng thể đánh dấu được cài đặt trong qui trình xuất và chỉ có một dung dịch đệm đi kèm gọi là dung dịch rửa hay dung dịch ly giải máu. Nếu kháng nguyên đích có mặt trong máu, thì phức hợp kháng nguyên kháng thể được hình thành và di chuyển đến vùng kháng thể bắt cặp đặc hiệu chống lại kháng nguyên và kháng thể đánh dấu (nhờ một chất chống đông trong qui trình). Sự thay đổi màu sắc khi thực hiện qui trình trên vạch chống là rất cần thiết để xác định giá trị của test. Với loài test P.f HRP2/PMA và test pLDH, sẽ thay đổi màu sắc trên vạch chống và vạch panspecific chỉ ra nhiễm không chỉ *P.falciparum* và thay đổi trên cả 3 vạch chỉ ra có sự hiện diện của *P.falciparum* hoặc là nhiễm phổ biến với các loài không phải *P.falciparum*, nếu vạch Pf HRP2 nhìn thấy được khi vạch PMA không có thì test phân biệt được với nhiễm *P.falciparum*. Nhiễm phổ biến *P.falciparum* với các loài không phải *P.falciparum* không thể phân biệt với tình trạng nhiễm *P.falciparum* đơn thuần.

TIÊU NĂNG DỤNG DỤNG VÀ SỬ DỤNG CỦA CÁC RDTs

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

- Tiềm năng trong chẩn đoán.
- Điều tra nhanh và giám sát các ổ dịch hoặc nghi dịch.
- Xác định loại các trường hợp xét nghiệm giết sa nghi ngờ.
- Giúp chẩn đoán hoặc sàng lọc đưa vào labo.

NHỮNG NHẬN THỨC NHỮNG ĐIỀU HIỂU QUÁ CẢ RDTs

- Nhiệt độ: phải nhiệt độ cao, càng kéo dài càng dễ nhận giữ m ch t l o ng test.
- Loại ký sinh trùng và mật độ ký sinh trùng sốt rét.
- Loại test sử dụng trên thị trường.
- Loại kháng nguyên đích và kháng thể cần cài đặt.
- Trình diện kháng nguyên đích trên KSTSR và sẽ có một số dạng phân Isomers.
- Xuất hiện giao bào trong máu, đặc biệt giao bào trường thành.

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

- Số lượng của KSTSR trong vi huyết quẩn sâu.

- Tính hiệu quả của kháng nguyên trong máu.

MỐI TƯƠNG QUAN LIÊN QUAN KHI SỬ DỤNG TEST CHẨN ĐOÁN NHANH

- Bệnh nhân trong một thời kỳ nhiễm trùng phù hợp để khi thời gian hiệu quả của test chẩn đoán nhanh có hiệu quả? Theo yêu cầu và hướng dẫn của các nhà sản xuất test chẩn đoán nhanh có hướng dẫn nhiễm trùng bệnh nhân cho biết rằng các test luôn luôn phù hợp trong khâu phát hiện và chẩn đoán.

- Phân tích chéo với test kháng thể, như yếu tố để đánh giá độ nhạy tính giá.

- Đánh giá: các RDTs dùng để chẩn đoán sốt rét *P.falciparum* nhìn chung đạt được độ nhạy trên 90%, đối với các bệnh nhân có mật độ ký sinh trùng sốt rét >100 KST/ μ l và độ nhạy giảm đáng kể khi mật độ KSTSR giảm. Nghiên cứu đạt được độ nhạy $>95\%$ đối với độ nhạy ~ 500 KST/ μ l, mật độ cao này cho thấy độ nhạy ít biến nhân.

- Các test Pf HRP2, Pf HRP2/PMA và pLDH Test có độ nhạy $<75\%$ khi các bệnh nhân có mật độ <1000 KST/ μ l.

- Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của test pLDH tốt hơn các loại test Pf HRP2/PMA đối với các *P.falciparum* và sốt rét non-*falciparum*.

- Một mối quan tâm là trên cá nhân không có triệu chứng, sốt rét không triệu chứng có thể xảy ra ở mật độ KST như hướng dẫn phát hiện của KST sốt rét và kháng nguyên của các RDTs hiện đang dùng. Nhiễm *P.falciparum* với mật độ KSTSR thấp và mật độ thấp nhiễm trùng có triệu chứng các bệnh nhân sốt rét không triệu chứng nhiễm *P.vivax* (hoặc loài non- *P.falciparum*) có thể bị bỏ sót do dùng RDTs.

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

- Ngưỡng phát hiện $>40-100$ KST/ μ l ưu thế với *P.vivax* và các loài không phải *P.falciparum*.
- Ngưỡng phát hiện $>100-200$ KST/ μ l đối với *P.falciparum* và *P.vivax* và có thể cao hơn với *P.malariae* và *P.ovale*.
- Độ nhạy và độ đặc hiệu liên quan đến mật độ KSTR.

-Mật độ KSTR >100 μ l máu : sensitivity $>90\%$.

- Mật độ KSTR <100 μ l máu: sensitivity thay đổi 78-90%.

-Với test Pf HRP2/ PMA thì độ nhạy phát hiện P.V thấp hơn.

-Với test pLDH thì độ nhạy có thể $>$ so với *P.falciparum*.

*Đánh giá tính giá trị:

-Test đánh giá tính giá trị có thể xảy ra với các RDTs vì nhiều lý do:

.Ngoài thụ giao bào trong máu, tồn tại Ký sinh trùng sốt rét thụ vô tính trong máu còn sống và tồn tại để tiếp tục phát hiện của kính hiển vi.

.Tồn tại kháng nguyên do tồn tại của Ký sinh trùng sốt rét và để ưu thế không hoàn toàn, nên trong quá trình làm sạch kháng nguyên trong tuabin hoàn máu bị trì hoãn.

.Phản ứng chéo với các kháng nguyên non- *falciparum* hoặc yếu tố thực phẩm.

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

.Tổ độ nhạy tính toán từ i có liên quan đến độ nhạy của test, loại test, mức độ Ký sinh trùng sốt rét trong máu.

.Có thể do loại kháng thể bất cập.

*Âm tính giả :

.Âm tính giả của test đã được báo cáo ngay cả trong hợp Sốt rét ác tính với mức độ KSTSR>40.000 KST/ μ l.

.Do tính đa dạng học tính không đồng nhất với mức độ truy cập của trình diện Pf HRP2, số đột biến của HRP-2 gene.

.Hiệu năng(prozone) ở mức độ KSTSR cao trong máu.

.Mức số trong hợp không gây thích ứng.

.Chỉ số hiệu quả của việc làm máu nhuộm giem sa khi soi đèn âm tính, thông thường soi mất 6-12 giờ mất đèn, trong vòng 48 giờ vì tính tự nhiên của chu kỳ KSTSR do 4 loài Plasmodium spp.

Việc xác định thay đổi màu sắc của các que RDTs có thể được giải thích bằng phiên giả kết quả có thể đòi hỏi kiểm tra về đồng hợp của sốt rét (Malarialdynamich) và mức số hiệu quả quan tâm đến việc RDTs, ngược lại các RDTs có thể làm tăng thêm việc cần bàn luận và độ chính xác không được của RDTs có thể làm tăng thêm số cas chẩn đoán sốt rét không đúng.

Tổ chức Y tế thế giới hiện đã cho phép sử dụng và lưu hành mức số test chẩn đoán nhanh trong bệnh sốt rét, là một nhiên liệu mức độ hiệu quả của test thông minh đã được đánh giá và thông qua

Phân tích kết quả test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:16 -

tổ chức FIND- WHO kiểm tra đánh giá chất lượng. Bên cạnh đó, tổ chức UNICEF cũng đã đưa ra một danh mục các kháng nguyên đích và loại test hiện có trên thị trường để dễ dàng lựa chọn và sử dụng đúng vào hoàn cảnh của từng vùng sốt rét lưu hành và quần thể gia.

Trình Ngộ c Phấn c (Khoa Huyết Huyết)