



tránh các lỗi sai số này xảy ra, nhân viên khoa Hóa Sinh thường xuyên kiểm tra thu thập, dung dịch chuẩn và dung cụ nhằm tránh thu thập bất hợp, dung dịch chuẩn và dung cụ không chuẩn xác. Hàng ngày trình bày phân công của kỹ thuật viên trình khoa mẫu lỗi máy xét nghiệm có mặt nhân viên chuyên trách kiểm tra dòng điện, thao tác và thiết bị của máy, kiểm tra toàn bộ hoạt động của máy trong khi làm xét nghiệm, nhân viên chuyên trách phải theo dõi kiểm tra chất lượng cho tất cả các xét nghiệm.

Kết quả của kiểm tra được nhân viên chuyên trách phân tích, đánh giá dựa trên kết quả của kiểm tra hiện tại, kết quả của kiểm tra hàng ngày trình đó, kết quả của kiểm tra các mẫu khác trong cùng thời điểm phân tích, được biểu diễn trên biểu đồ Levey- Jennings, các quy tắc Westgard, hiện tượng shift, trend, phương pháp công dụng CUSUM. Nếu kết quả của kiểm tra không tốt trong giới hạn tin cậy, nhân viên chuyên trách của khoa tìm nguyên nhân sai số, khắc phục các nguyên nhân trình khi trình kết quả xét nghiệm cho bác sĩ lâm sàng và cho người bệnh. Để hạn chế kết quả của kiểm tra không tốt, khoa Hóa Sinh thường xuyên yêu cầu các hãng báo động, báo tri và hiểu chuẩn các thiết bị, thường xuyên chuẩn lỗi máy.

- Giai đoạn sau xét nghiệm: Là giai đoạn số dung kết quả xét nghiệm để biên luận lâm sàng.

Khoa Hóa Sinh luôn phải hợp tác với khâu, mặt giai đoạn để khắc phục và loại trừ các sai số để cho kết quả xét nghiệm có độ tin cậy.

**Công tác ngoại kiểm:** Nhằm nâng cao và chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm, khoa Hóa sinh đã tham gia ngoại kiểm tra chất lượng do Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học Đại học Y Dược TP HCM tổ chức và được cấp giấy chứng nhận đạt ngoại kiểm tra chất lượng.



