

Quy trình báo động máy gây mê kèm thở

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 05 Tháng 10 2014 19:08 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 05 Tháng 10 2014 19:14

Phòng VTTBYT

1. Kiểm tra máy trước báo động:

- Ghi lại vị trí báo động hàng ngày của KTV như ngạt thở hay các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.
- Kiểm tra cân trọng lượng của người bệnh.
- Bật máy cho hoạt động và đánh giá chất lượng.

2. Xử lý sinh máy:

- Xử lý sinh toàn máy.
- Xử lý sinh, điều chỉnh hệ thống áp lực van (APL, hoặc Pop-off)

Quy trình bảo dưỡng máy gây mê kèm thở

Viết bởi: Biên tập viên

Chỉnh sửa: 05 Tháng 10 2014 19:08 - Lần cập nhật cuối: 05 Tháng 10 2014 19:14



Kiểm tra tình trạng máy gây mê và hệ thống đường thở trước khi sử dụng. Nếu phát hiện bất thường, phải báo cáo ngay cho người phụ trách phòng mổ và thay thế ngay. Sau khi sử dụng xong, phải vệ sinh và bảo dưỡng theo quy định.