

Hồ thong vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm từ phòng bệnh khí nén

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 17 Tháng 5 2023 18:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 17 Tháng 5 2023 19:06


CN Phan Minh Tuấn -

Phòng duy nhất hồ thong phòng - khí nén để vận chuyển các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm hoàn toàn từ phòng mang lại lợi ích quan trọng nhất là tiết kiệm thời gian và nhân lực, tăng tính an toàn, nhanh chóng và chính xác, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế hiện đại. Khi cần chuyển mẫu bệnh phẩm, nhân viên y tế chỉ cần đưa mẫu bệnh phẩm vào hộp chuyển, rồi lắp hộp chuyển vào hồ thong, sau đó bấm nút khởi động hồ thong thì mẫu bệnh phẩm được vận chuyển đến phòng xét nghiệm hóa sinh và sau đó vận chuyển kết quả ngược lại.

Hồ thong chuyển mẫu xét nghiệm từ phòng bệnh khí nén được đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Quận Nam Từ Liêm năm 2018 đến nay. Hồ thong này đã kết nối khoa xét nghiệm Hóa Sinh tại tầng 3 khu khám tư vấn khu vực phòng khám, khoa cấp cứu, phòng mổ và trung tâm xét nghiệm cho khoa Hóa Sinh, Vi Sinh.

Hồ thong chuyển mẫu xét nghiệm từ phòng bao gồm: trạm vận chuyển, hộp vận chuyển, và hồ thong đóng gói.

Đưa mẫu vật cần chuyển vào hộp chuyển.



Ảnh: Viện Y học Chuyển, chủ đầu tư: Sun 01 giới thiệu hệ thống tự động nhận tin hiệu và chuyển hộp kín chuyển và đến nơi cần gửi.

[Xem tiếp tại đây](#)

Hồ sơ thông tin chuyên môn của bệnh phẩm xét nghiệm mẫu đờng bệnh khí nén

Viết bởi: Biên tập viên

Thời gian, 17 Tháng 5 2023 18:50 - Lần cập nhật cuối: Thời gian, 17 Tháng 5 2023 19:06
